


Informação ao Utente

Indicações para Domicílio

Registo Poligráfico de Sono Nível III

Este exame serve para registar o seu sono e a sua respiração de modo a avaliar eventuais alterações.

AO DEITAR:



- O equipamento está programado para iniciar e terminar o registo Automaticamente;
- Durante a noite não tire nenhum dos sensores, mesmo que se levante, por exemplo, para ir à casa de banho;
- Com o equipamento colocado não pode tomar banho;
- Ao acordar retire todos os sensores, sem esquecer o que está colocado no seu dedo;

NO DECORRER DA NOITE:

Caso acorde, deve verificar:

- Se o sensor colocado no dedo se encontra corretamente posicionado. Em caso negativo, deverá proceder à sua recolocação;



- Se os sensores posicionados no nariz se encontram corretamente colocados. Em caso negativo, deverá proceder à sua recolocação;



DE MANHÃ:

- Preencha o diário entregue pelo Técnico de Cardiopneumologia e entregue-o juntamente com o equipamento conforme combinado.